


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd200R Umano Per Citometria A Flusso - Q8Td46

Numero articolo: CM0009025



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD200R umano, coniugato ad , validato per la citometria a flusso. Rileva l'espressione del recettore CD200 sulle cellule immunitarie nella ricerca sull'immuno-oncologia e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD200R umano
Note/alias	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2
Specie	Umano
ID del gene (umano)	131450
ID del gene	131450
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-240 di CD200R umano (NP_740750.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8TD46
Peso della proteina	19kDa/21kDa/37kDa/39kDa
Spedizione	Borsa refrigerante