


## Coniglio Anti-Umano Cd201/Epcr Anticorpo Monoclonale Per Fc - Q9Unn8

Numero articolo: CM0011356



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio coniugato mirato al CD201/EPCR (EPCR) umano. Validato per la citometria a flusso, si lega al recettore della proteina C endoteliale coinvolto nella coagulazione. Ideale per lo sviluppo di saggi IVD e la ricerca sull'emostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | Coniglio anti-Umano CD201/EPCR mAb                                                                                                 |
| Note/Alias          | PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; recettore della proteina C                                                                               |
| Specie              | Umano                                                                                                                              |
| Gene ID             | 10544                                                                                                                              |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-210 del CD201/EPCR umano (NP_006395.2) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                                              |
| Applicazione        | FC                                                                                                                                 |
| Reattività Crociata | Umano                                                                                                                              |
| SWISS               | Q9UNN8                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 26kDa                                                                                                                              |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                 |