


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd201/Epcr Umano Per Citometria A Flusso - Q9Unn8

Numero articolo: CM0008301



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD201/EPCR umano e validato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio della via anticoagulante della proteina C e della biologia delle cellule endoteliali nella ricerca sull'emostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD201/EPCR umano                                                                                                  |
| Note/alias          | PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; recettore della proteina C                                                                                                     |
| Specie              | Umano                                                                                                                                                    |
| GeneID (umano)      | 10544                                                                                                                                                    |
| GeneID              | 10544                                                                                                                                                    |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-210 di CD201/EPCR umano (NP_006395.2). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                                    |
| Applicazione        | FC                                                                                                                                                       |
| Reattività crociata | Umano                                                                                                                                                    |
| SWISS               | Q9UNN8                                                                                                                                                   |
| Peso della proteina | 26 kDa                                                                                                                                                   |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                                       |