


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd201/Epcr Per Citometria A Flusso - Q9Unn8

Numero articolo: CM0008533



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro CD201/EPCR umano, coniugato con per citometria a flusso. Rileva il CD201/EPCR endogeno sulle cellule endoteliali. Ideale per la ricerca sull'emostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Umano CD201/EPCR mAb
Osservazioni/Alias	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; recettore della proteina C
Specie	Umano
Gene ID	10544
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 18-210 del CD201/EPCR umano (NP_006395.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9UNN8
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio