


Coniglio Anti-Umano Cd201/Epcr Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - Q9Unn8

Numero articolo: CM0004546



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato mirato al CD201/EPCR umano, validato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio della via anticoagulante della proteina C nelle cellule endoteliali, la ricerca sulla coagulazione e l'emostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD201/EPCR mAb
Osservazioni/Alias	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; recettore della proteina C
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10544
GenelD	10544
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-210 del CD201/EPCR umano (NP_006395.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9UNN8
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio