

Coniglio Anti-Umano Cd204 Mab Per Fc - P21757

Numero articolo: CM0009287



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Umano CD204 coniugato , validato per citometria a flusso (FC). Bersaglia il recettore spazzacino macrofagico umano MSR1 (CD204), un recettore chiave nell'assorbimento di LDL modificate e nell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD204 mAb
Osservazioni/Alias	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4481
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 77-451 del CD204 umano (NP_619729.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpo Monoclonale
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
Accessione UniProt	P21757
Peso Proteico	40kDa/43kDa/50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio