


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd204 Umano Per Citometria A Flusso - P21757

Numero articolo: CM0010382



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato contro il CD204 umano (MSR1/SCARA1) per citometria a flusso. Validato in campioni umani, riconosce il recettore scavenger coinvolto nell'assorbimento delle LDL modificate e nell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD204 umano
Note/alias	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII
Specie	Umano
GeneID (umano)	4481
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 77-451 del CD204 umano (NP_619729.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P21757
Peso della proteina	40kDa/43kDa/50kDa
Spedizione	Borsa refrigerante