


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd206/Mmr Umano Per Fc - P22897

Numero articolo: CM0011747



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD206/MMR umano per la citometria a flusso. Progettato contro il dominio extracellulare ricombinante, è adatto per il rilevamento del recettore del mannosio dei macrofagi in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb di coniglio anti-CD206/MMR umano                                                                                                                  |
| Note/alias          | MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541I19.1                                                                                                |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                                  |
| GeneID (umano)      | 4360                                                                                                                                                  |
| GeneID              | 4360                                                                                                                                                  |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-1389 del recettore del mannosio/CD206 umano (NP_002429.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                                 |
| Applicazione        | FC                                                                                                                                                    |
| Reattività crociata | Uomo                                                                                                                                                  |
| SWISS               | P22897                                                                                                                                                |
| Peso della proteina | 166 kDa                                                                                                                                               |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                                    |