


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd206/Mmr Umano Per Fc - P22897

Numero articolo: CM0008122



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD206/MMR umano coniugato con per citometria a flusso. Target: recettore 1 del mannosio dei macrofagi umani, validato per FC. Adatto alla ricerca in immuno-oncologia e sulle malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD206/MMR umano
Note/alias	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541I19.1
Specie	Umano
ID del gene	4360
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-1389 del recettore del mannosio/CD206 umano (NP_002429.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P22897
Peso della proteina	166 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante