


Coniglio Anti-Umano Cd213A1/IL-13R α 1 Anticorpo Monoclonale Per Fc - P78552

Numero articolo: CM0011407



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro IL-13R α 1 umano (CD213a1), coniugato con . Validato per la citometria a flusso. Adatto per lo studio della segnalazione del recettore IL13/IL4 nella ricerca immunitaria e oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD213a1/IL-13R α 1 mAb
Osservazioni/Alias	IL13RA1; CD213A1; CT19; IL-13Ra; NR4; subunità alfa-1 del recettore dell'interleuchina-13
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3597
GeneID	3597
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-343 del CD213a1/IL-13R α 1 umano (NP_001551.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P78552
Peso Proteico	31kDa/48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio