


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Umano Cd213A1/IL-13R α 1 Per Fc - P78552

Numero articolo: CM0008290



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che mira al CD213a1/IL-13R α 1 umano, validato per la citometria a flusso. Lega il dominio extracellulare, adatto per la ricerca in immunologia e nella segnalazione delle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD213a1/IL-13R α 1
Osservazioni/Alias	IL13RA1; CD213A1; CT19; IL-13Ra; NR4; subunità alfa-1 del recettore dell'interleuchina-13
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	3597
ID Gene	3597
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-343 del CD213a1/IL-13R α 1 umano (NP_001551.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P78552
Peso Proteico	31kDa/48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio