

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Uomo Cd215/IL-15R Alfa Per Fc - Q13261

Numero articolo: CM0003997



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad alta affinità, rivolto contro il recettore alfa CD215/IL-15 umano per citometria a flusso. Convalidato per campioni umani, ideale per studi di segnalazione dei recettori delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Human CD215/IL-15R alpha
Annotazioni/Alias	CD215
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	3601
ID Gene	3601
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-205 della proteina umana CD215/IL-15R alpha (NP_002180.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q13261
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio