

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd215/IL-15R Alfa Umano Per Citometria A Flusso - Q13261

Numero articolo: CM0010342



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CD215/IL-15R alfa umano (IL15RA). Validato per la citometria a flusso. Riconosce il recettore umano con un peso proteico di 15-28 kDa, adatto per studi sulla segnalazione immunitaria e sui recettori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD215/IL-15R alfa umano
Note/alias	IL15RA; CD215; subunità alfa del recettore dell'interleuchina-15
Specie	Umano
GeneID	3601
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-205 del CD215/IL-15R alfa umano (NP_002180.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q13261
Peso proteico	15-28 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante