

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd22 Umano Per Citometria A Flusso - P20273

Numero articolo: CM0006086



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD22 umano coniugato con per citometria a flusso. Reagisce con il recettore delle cellule B umano CD22 (95 kDa), un membro della famiglia Siglec coinvolto nella segnalazione e nell'adesione delle cellule B. Ideale per la ricerca sulle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD22 umano
Note/Alias	CD22; SIGLEC-2; SIGLEC2; molecola CD22
Specie	Umano
GeneID (Umano)	933
GeneID	933
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-687 del CD22 umano (NP_001762.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P20273
Peso molecolare della proteina	95kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante