

Coniglio Anti-Umano Cd22 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P20273

Numero articolo: CM0005724



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting al CD22 umano (Siglec-2). Validato per la citometria a flusso sui linfociti B. Immunogeno ricombinante (aa 20-687). Ideale per l'immunofenotipizzazione e la ricerca sulle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD22 mAb
Note/Alias	SIGLEC2; SIGLEC-2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	933
Gene ID	933
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-687 del CD22 umano (NP_001762.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P20273
Peso Proteico	95kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio