

Coniglio Anti-Umano Cd225/Ifitm1 Anticorpo Monoclonale Per Fc (Intra) - P13164

Numero articolo: CM0009556

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro CD225/IFITM1 umano per citometria a flusso intracellulare. Ideale per la ricerca antivirale e oncologica; reagisce con campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD225/IFITM1 mAb
Note/Alias	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a
Specie	Umano
Gene ID	8519
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-80 del CD225/IFITM1 umano (NP_003632.4).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P13164
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio