


Mab Coniglio Anti-Cd226/Dnam-1 Umano Per Fc - Q15762

Numero articolo: CM0012437



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia CD226/DNAM-1 umano, un recettore costimolatorio presente sulle cellule T e NK. Validato per citometria a flusso; ideale per lo studio dell'adesione delle cellule immunitarie, della citotossicità e della segnalazione linfocitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD226/DNAM-1 mAb
Annotazioni/Alias	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Specie	Umana
ID gene (umano)	10666
ID gene	10666
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-247 di CD226/DNAM-1 umano (NP_006557.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q15762
Peso proteico	39 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio