


Mab Di Coniglio Anti-Cd226/Dnam-1 Umano - Q15762

Numero articolo: CM0007960



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CD226/DNAM-1 umano, validato per la citometria a flusso. Indicato per lo studio dell'adesione delle cellule immunitarie, della citotossicità delle cellule NK e T e dell'immunosorveglianza tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD226/DNAM-1 umano
Note/alias	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Specie	Umano
ID gene (umano)	10666
ID gene	10666
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-247 di CD226/DNAM-1 umano (NP_006557.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q15762
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante