


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Cd226/Dnam-1 Per Citometria A Flusso - Q15762

Numero articolo: CM0007986



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alte prestazioni coniugato con , mirato al CD226/DNAM-1 umano, validato per la citometria a flusso. Strumento essenziale per lo studio della citotossicità mediata da cellule NK e cellule T nella ricerca immuno-oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD226/DNAM-1
Note/Alias	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	10666
GeneID	10666
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-247 del CD226/DNAM-1 umano (NP_006557.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q15762
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio