

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Cd228/Mfi2 Per Citometria A Flusso - P08582

Numero articolo: CM0012084



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD228/MFI2 (Melanotransferrina) coniugato con per citometria a flusso. Rileva una proteina di 32/80 kDa in campioni umani. Ideale per la ricerca sul melanoma, sui tessuti fetali e sul trasporto del ferro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-Umano CD228/MFI2
Note/Alias	MTF; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4241
GeneID	4241
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-708 di CD228/MFI2 umano (NP_005920.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P08582
Peso Proteico	32kDa/80kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio