

Coniglio Anti-Umano Cd228/Mfi2 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P08582

Numero articolo: CM0011127



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting umano CD228/Melanotransferrina (MFI2). Validato per la citometria a flusso. Ideale per studi sul melanoma e sul metabolismo del ferro. Cross-reattività con umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD228/MFI2 mAb
Osservazioni/Alias	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4241
Gene ID	4241
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-708 del CD228/MFI2 umano (NP_005920.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Cross Reattività	Umano
SWISS	P08582
Peso Proteico	32kDa/80kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio