

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd228/Mfi2 Per Citometria A Flusso - P08582

Numero articolo: CM0008363



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato che targeting umano CD228/MFI2 (melanotransferrina, p97) per citometria a flusso. Riconosce un antigene associato al melanoma e un trasportatore di ferro; adatto per campioni umani. P08582.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Coniglio anti-Umano CD228/MFI2 mAb
Note/Alias	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4241
GeneID	4241
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-708 del CD228/MFI2 umano (NP_005920.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P08582
Peso proteico	32kDa/80kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio