


Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Umano Cd235A/Glicoforina A Per Fc - P02724

Numero articolo: CM0008434



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che riconosce la CD235a/Glicoforina A umana. Validato per citometria a flusso, reagisce con l'umano. Principale proteina di membrana degli eritrociti, antigene del gruppo sanguigno MN. Ideale per la ricerca sul sangue e studi sulle malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD235a/Glicoforina A
Note/Alias	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPERik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2993
GeneID	2993
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-91 della CD235a umana (NP_002090.4).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P02724
Peso Proteico	13kDa/16kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio