


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd235A/Glicoforina A Per Fc - P02724

Numero articolo: CM0008475



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting CD235a/Glicoforina A umana per citometria a flusso. Validato su campioni umani. Principale proteina di membrana degli eritrociti con antigeni del gruppo sanguigno MN.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-Umano CD235a/Glicoforina A
Osservazioni/Alias	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GP _E rik; Hg _p MiV; Hg _p MiXI; Hg _p Sta(C)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2993
ID Gene	2993
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P02724
Peso proteico	13kDa/16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio