


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Cd235A/Glicoforina A Per Fc - P02724

Numero articolo: CM0011533



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio marcato con diretto contro CD235a/Glicoforina A (GYPA) umana per citometria a flusso. Reagisce in modo crociato con campioni umani; adatto per la ricerca sulla membrana eritrocitaria e sugli antigeni dei gruppi sanguigni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-umano CD235a/Glicoforina A
Note/Alias	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GP _E rik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
Specie	Uomo
GeneID (umano)	2993
GeneID	2993
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-91 della CD235a/Glicoforina A umana (NP_002090.4))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P02724
Peso della proteina	13kDa/16kDa
Spedizione	Borsa refrigerante