


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd235A/Glicoforina A Per Fc - P02724

Numero articolo: CM0005385



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per la glicoforina A umana (CD235a), validato per la citometria a flusso. Ideale per la ricerca sulla membrana degli eritrociti, gli studi sugli antigeni dei gruppi sanguigni e gli saggi sulle interazioni ospite-patogeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-Umano CD235a/Glicoforina A
Osservazioni/Alias	MN, GPA, MNS, GPSAT, PAS-2, CD235a, GP _E rik, HGP _M iV, HGP _M iXI, HGP _S ta(C)
Specie	Umano
Gene ID	2993
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli aminoacidi 20-91 della CD235a/Glicoforina A umana (NP_002090.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P02724
Peso proteico	13kDa/16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio