

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd239/Bcam Umano Per Citometria A Flusso - P50895

Numero articolo: CM0009370



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che mira al CD239/BCAM umano. Validato per citometria a flusso (FC), reagisce specificamente con CD239 umano, una molecola di adesione cellulare di 67kDa coinvolta nel legame con la laminina e nella migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD239/BCAM umano
Note/Alias	BCAM; AU; CD239; LU; MSK19; molecola di adesione cellulare basale
Specie	Umano
GeneID (umano)	4059
GeneID	4059
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-547 del CD239/BCAM umano (NP_005572.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P50895
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio