

Anticorpo Monoclonale Coniugato Rabbit Anti-Umano Cd239/Bcam Per Citometria A Flusso - P50895

Numero articolo: CM0008091



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro CD239/BCAM umano, validato per citometria a flusso. Ideale per studiare l'adesione cellulare, la migrazione e l'antigene del gruppo sanguigno Lutheran nella ricerca sul cancro e in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Rabbit anti-Umano CD239/BCAM
Note/Alias	BCAM
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4059
GeneID	4059
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-547 di CD239/BCAM umano (NP_005572.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P50895
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio