

Mab Coniglio Anti-Cd24 Umano Per If/Icc, Fc - P25063

Numero articolo: CM0005305

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro il CD24 umano, coniugato direttamente a . Validato per immunofluorescenza e citometria a flusso. Bersaglia una glicoproteina ancorata al GPI che regola l'attivazione dei linfociti B e le risposte immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-CD24 umano
Annotazioni/Alias	CD24A; CD24
Specie	Umana
ID gene	100133941
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-80 del CD24 umano (NP_037362.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P25063
Peso proteico	8 kDa; 13 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio