

Coniglio Anti-Cd24 Umano Anticorpo Monoclonale Per Fc - P25063

Numero articolo: CM0008637

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD24 umano coniugato ad per citometria a flusso. Validato per FC, riconosce il CD24 umano coinvolto nell'attivazione delle cellule B e nella differenziazione cellulare. Peso proteico 8kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-CD24 Umano mAb
Osservazioni/Alias	CD24A
Specie	Umano
GenelD (Umano)	100133941
GenelD	100133941
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-80 del CD24 umano (NP_037362.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P25063
Peso Proteico	8kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio