

## Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd244/2B4 Umano Per Citometria A Flusso - Q9Bzw8

Numero articolo: CM0009571

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che riconosce il CD244/2B4 umano (SLAMF4) per citometria a flusso. Specifico per sottopopolazioni di cellule natural killer e T; validato su campioni umani. Ideale per la caratterizzazione delle cellule immunitarie e studi funzionali.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro                | Valore                                                                                            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto        | Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD244/2B4 umano                                            |
| Note/Sinonimi            | CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; molecola CD244                                            |
| Specie                   | Umano                                                                                             |
| GeneID (Umano)           | 51744                                                                                             |
| GeneID                   | 51744                                                                                             |
| Immunogeno               | Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 22-221 del CD244/2B4 umano (NP_001160135.1) |
| Sorgente                 | Coniglio                                                                                          |
| Categoria                | Anticorpi Monoclonali                                                                             |
| Applicazione             | FC                                                                                                |
| Reattività Incrociata    | Umano                                                                                             |
| SWISS                    | Q9BZW8                                                                                            |
| Peso Molecolare Proteina | 30kDa/36kDa/41kDa                                                                                 |
| Spedizione               | Sacchetto refrigerante                                                                            |