

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Human Cd244/2B4 Per Citometria A Flusso - Q9Bzw8

Numero articolo: CM0010537

introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit che bersaglia CD244/2B4 umano, testato per citometria a flusso. Immunogeno: proteina ricombinante (aa 22-221). Riconosce il recettore delle cellule NK, utile per la ricerca sull'immunità innata/adattativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD244/2B4 mAb
Note/Alias	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; molecola CD244
Specie	Umana
ID genico (Uomo)	51744
ID genico	51744
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 22-221 di CD244/2B4 umano (NP_001160135.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9BZW8
Peso proteico	30kDa/36kDa/41kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato