


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Cd261/Trail-R1 Per Citometria A Flusso - O00220

Numero articolo: CM0010389



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad che mira al CD261/TRAIL-R1 umano (TNFRSF10A, DR4). Progettato per applicazioni di citometria a flusso (FC). Reagisce con l'umano. Ideale per studiare l'apoptosi indotta da TRAIL e l'attivazione di NF-kB.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Umano CD261/TRAIL-R1
Note/Alias	TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; Membro 10a della superfamiglia dei recettori del TNF
Specie	Umano
ID Gene	8797 (Umano)
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 124-232 del CD261/TRAIL-R1 umano (NP_003835.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O00220
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio