

## Coniglio Anti-Umano Cd261/Trail-R1 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - O00220

Numero articolo: CM0010827



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato di alta qualità contro CD261/TRAIL-R1 umano (TNFRSF10A) per citometria a flusso. Progettato specificamente per applicazioni FC, questo anticorpo si rivolge al recettore di morte TRAIL-R1, consentendo un rilevamento affidabile delle vie apoptotiche nelle cellule umane.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | Coniglio anti-Umano CD261/TRAIL-R1 mAb                                                                                                  |
| Note/Alias          | TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; Membro 10a della superfamiglia del recettore TNF                                        |
| Specie              | Umano                                                                                                                                   |
| Gene ID (Umano)     | 8797                                                                                                                                    |
| Gene ID             | 8797                                                                                                                                    |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 124-232 del CD261/TRAIL-R1 umano (NP_003835.3) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                                |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                   |
| Applicazione        | FC                                                                                                                                      |
| Reattività Crociata | Umano                                                                                                                                   |
| SWISS               | O00220                                                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 50kDa                                                                                                                                   |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                      |