


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd261/Trail-R1 Per Citometria A Flusso - 000220

Numero articolo: CM0010119



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia CD261/TRAIL-R1 (DR4) umano, validato per citometria a flusso. Reagisce con TRAIL-R1 umano; peso molecolare ~50 kDa. Adatto per la ricerca sull'apoptosi e la segnalazione di TRAIL.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD261/TRAIL-R1 mAb
Note/Alias	TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; TNF receptor superfamily member 10a
Specie	Umana
ID gene	8797
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 124-232 di CD261/TRAIL-R1 umano (NP_003835.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	000220
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio