


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Umano Cd262/Dr5/Trailr2 Per Fc - O14763

Numero articolo: CM0006020



introduzione

L'anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD262/DR5/TRAILR2 è un anticorpo coniugato a fluoroforo per il rilevamento in citometria a flusso (FC) del recettore 2 del TRAIL umano (DR5), un mediatore chiave dell'apoptosi. Derivato da coniglio, riconosce gli amminoacidi 56-182.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD262/DR5/TRAILR2
Note/Alias	TNFRSF10B; CD262; DR5; KILLER; KILLER/DR5; TRAIL-R2; TRAILR2; TRICK2; TRICK2A; TRICK2B; TRICKB; ZTNFR9; Membro 10b della superfamiglia dei recettori del TNF
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8795
GeneID	8795
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 56-182 di CD262/DR5/TRAILR2 umano (NP_003833.4).)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O14763
Peso Proteico	12kDa/45kDa/47kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio