


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd262/Dr5/Trailr2 Per Citometria A Flusso - O14763

Numero articolo: CM0008217



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia CD262/DR5/TRAILR2 (TNFRSF10B) umano. Progettato per la citometria a flusso per rilevare l'espressione del recettore 2 di TRAIL e la segnalazione dell'apoptosi. Reagisce in modo crociato con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD262/DR5/TRAILR2 mAb
Annotazioni/Alias	TNFRSF10B; CD262; DR5; KILLER; KILLER/DR5; TRAIL-R2; TRAILR2; TRICK2; TRICK2A; TRICK2B; TRICKB; ZTNFR9; membro 10b della superfamiglia dei recettori del TNF
Specie	Umana
GeneID (Umana)	8795
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 56-182 di CD262/DR5/TRAILR2 umano (NP_003833.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	O14763
Peso proteico	12kDa/45kDa/47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio