

Coniglio Anti-Umano Cd263/Trail-R3 Mab - 014798

Numero articolo: CM0012034

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro CD263/TRAIL-R3 umano, un recettore esca per TRAIL. Adatto per la citometria a flusso, consentendo l'analisi della regolazione dell'apoptosi in campioni normali e tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD263/TRAIL-R3 mAb
Osservazioni/Alias	TNFRSF10C; CD263; DCR1; DCR1-TNFR; LIT; TRAIL-R3; TRAILR3; TRID; membro 10c della superfamiglia del recettore TNF
Specie	umano
GeneID (umano)	8794
GeneID	8794
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-235 di CD263/TRAIL-R3 umano (NP_003832.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O14798
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio