

Coniglio Anti-Umano Cd263/Trail-R3 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - O14798

Numero articolo: CM0012133

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro CD263/TRAIL-R3 umano (TNFRSF10C), un recettore esca che inibisce l'apoptosi indotta da TRAIL. Validato per la citometria a flusso, ideale per la ricerca sull'apoptosi e l'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD263/TRAIL-R3 mAb
Note/Alias	TNFRSF10C; CD263; DCR1; DCR1-TNFR; LIT; TRAIL-R3; TRAILR3; TRID; recettore membro della superfamiglia TNF 10c
Specie	umano
GeneID (Umano)	8794
GeneID	8794
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 26-235 di CD263/TRAIL-R3 umano (NP_003832.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O14798
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio