

Coniglio Anti-Umano Cd26/Dpp4 Mab Per Citometria A Flusso - P27487

Numero articolo: CM0004425



introduzione

Anticorpo monoclonale Coniglio anti-Umano CD26/DPP4 per citometria a flusso. Riconosce il CD26 umano, un antigene di attivazione delle cellule T e dipeptidil peptidasi IV coinvolto nella regolazione immunitaria e nell'adesione cellulare. mAb ricombinante di coniglio, UniProt P27487.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD26/DPP4 mAb
Osservazioni/Alias	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103
Specie	Umano
GeneID (umano)	1803
GeneID	1803
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-766 del CD26/DPP4 umano (NP_001926.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P27487
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio