

Coniglio Anti-Umano Cd26/Dpp4 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P27487

Numero articolo: CM0005478



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si lega al CD26/DPP4 umano. Validato per la citometria a flusso. Adatto per studi di attivazione delle cellule T, di peptidil dipeptidasi e per la ricerca sul recettore del MERS-CoV.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD26/DPP4 mAb
Osservazioni/Alias	DPP4; ADABP; ADCP2; CD26; DPPIV; TP103; peptidil dipeptidasi 4
Specie	Umano
GenelD (Umano)	1803
GenelD	1803
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-766 del CD26/DPP4 umano (NP_001926.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P27487
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio