

Rabbit Anti-Human Cd27 Mab Per Fc - P26842

Numero articolo: CM0010817



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che bersaglia la proteina umana CD27 (TNFRSF7), validato per citometria a flusso (FC). CD27 è un recettore immunoregolatore costimolatorio espresso su cellule T, cellule NK e cellule B, coinvolto nell'attivazione e nella memoria delle cellule T. Ideale per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD27 mAb
Annotazioni/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	939
GeneID	939
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-192 di CD27 umano (NP_001233.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P26842
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio