

Coniglio Anti-Umano Cd27 Anticorpo Monoclonale Per Fc - P26842

Numero articolo: CM0009753



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting CD27 umano (TNFRSF7) per citometria a flusso. Immunogeno: proteina ricombinante (aa 21-192). Adatto per studi su cellule T, cellule B e cellule NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD27 mAb
Osservazioni/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	939
Gene ID	939
Immunogeno	Proteina ricombinante (amminoacidi 21-192 del CD27 umano)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P26842
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio