

Coniglio Anti-Umano Cd27 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P26842

Numero articolo: CM0012466



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting al CD27 umano, validato per la citometria a flusso. Recettore costimolatorio coinvolto nell'attivazione delle cellule T; adatto per la ricerca in immuno-oncologia. - P26842

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD27 mAb
Osservazioni/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	939
GeneID	939
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 21-192 del CD27 umano (NP_001233.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P26842
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio