

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Uomo Cd27 Per Citometria A Flusso - P26842

Numero articolo: CM0011684



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD27 umano (coniugato) convalidato per citometria a flusso. Rileva CD27/TNFRSF7, un recettore immunitario costimolatorio presente sulle cellule T, NK e B. Reagisce in modo crociato con il CD27 umano. Immunogeno: CD27 umano ricombinante (aa 21-192).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD27 mAb
Annotazioni/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	939
GeneID	939
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-192 del CD27 umano (NP_001233.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	P26842
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio