

Coniglio Anti-Umano Cd270/Hvem Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - Q92956

Numero articolo: CM0012688



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio ABflo 488 contro CD270/HVEM umano per citometria a flusso. Bersaglia TNFRSF14 sulle cellule B, cellule T e monociti; utile per la ricerca immunologica, sulle malattie infettive e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD270/HVEM mAb
Osservazioni/Alias	TNFRSF14; ATAR; CD270; HVEA; HVEM; LIGHTR; TR2; recettore membro della superfamiglia TNF 14
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8764
GeneID	8764
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 39-162 di CD270/HVEM umano (NP_003811.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q92956
Peso Proteico	21kDa/30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio