

Anticorpo Monoclonale Coniugato, Coniglio Anti-Umano Cd270/Hvem Per Citometria A Flusso - Q92956

Numero articolo: CM0005704



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'umano CD270/HVEM (TNFRSF14), coniugato con . Validato per citometria a flusso. Bersaglia il membro 14 della superfamiglia dei recettori del TNF coinvolto nella segnalazione delle cellule immunitarie, nell'ingresso dell'herpesvirus e nella regolazione dei checkpoint immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale coniugato, coniglio anti-umano CD270/HVEM
Note/Alias	TNFRSF14; ATAR; CD270; HVEA; HVEM; LIGHTR; TR2; Membro 14 della superfamiglia dei recettori del TNF
Specie	Umano
GenelD (Umano)	8764
GenelD	8764
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 39-162 dell'umano CD270/HVEM (NP_003811.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q92956
Peso Proteico	21kDa/30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio