

Mab Coniglio Anti-Cd271/Ngfr Umano Per Citometria A Flusso - P08138

Numero articolo: CM0005455



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato specifico per CD271/NGFR umano (p75NTR). Progettato per applicazioni in citometria a flusso. Permette lo studio della segnalazione neurotrofina, della sopravvivenza cellulare e della differenziazione neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-CD271/NGFR umano
Annotazioni/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
Specie	Umana
ID gene	4804
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-250 di CD271/NGFR umano (NP_002498.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P08138
Peso proteico	35kDa/45kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio