

Mab Conigliato Anti-Cd273/Pd-L2 Umano Per Citometria A Flusso - Q9Bq51

Numero articolo: CM0011814



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro PD-L2/CD273 umano. Validato per citometria a flusso. Adatto per studi sulla regolazione dei checkpoint immunitari e l'inibizione delle cellule T nella ricerca oncologica e autoimmune.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	Rabbit anti-Human CD273/PD-L2 mAb
Note/Alias	B7DC; Btdc; PDL2; CD273; PD-L2; PDCD1L2; bA574F11.2; PDCD1LG2
Specie	Umana
ID Gene (Uomo)	80380
ID Gene	80380
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-219 di CD273/PD-L2 umano (NP_079515.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umana
SWISS	Q9BQ51
Peso Proteico	21kDa/31kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio