

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Umano Cd273/Pd-L2 Per Citometria A Flusso - Q9Bq51

Numero articolo: CM0008144



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato specifico per il CD273/PD-L2 umano, progettato per la citometria a flusso. Adatto per lo studio delle vie di checkpoint immunitario e della regolazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD273/PD-L2
Note/Alias	B7DC; Btdc; PDL2; CD273; PD-L2; PDCD1L2; bA574F11.2; PDCD1LG2
Specie	Umano
ID Gene	80380
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-219 del CD273/PD-L2 umano (NP_079515.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9BQ51
Peso Proteico	21kDa/31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio